



DISPOSITIVO PARA
**FUSIÓN
INTERSOMÁTICA
LUMBAR
TRANSFORAMINAL**

TRANSFORAMINAL LUMBAR INTERBODY FUSION DEVICE



www.southamericaimplants.com



/SouthAmericaimplants



/SouthAmericaimplants

El dispositivo X-FOX está diseñado para reemplazar los discos intervertebrales lumbares y fusionar los cuerpos vertebrales

adyacentes en los segmentos raquídeos de L1 a S1 mediante abordaje transforaminal. Su diseño con rugosidad en toda la superficie de contacto aumenta la fijación primaria. Su instrumental está cuidadosamente diseñado para facilitar su colocación.

The X-FOX device is designed to replace lumbar intervertebral discs and fuse the adjacent vertebral bodies together in the spinal segments from L1-S1 by transforaminal approach. The roughness of its contact surface improves primary stability. Its instruments are carefully designed to facilitate placement.

BENEFICIOS

BENEFITS

- ▶ Amplia variedad de tamaños y espesores de implantes.
Available in a wide range of sizes and thicknesses
- ▶ Con indicadores de titanio para ubicar la posición del implante en los estudios radiológicos.
With titanium indicators to locate the implant position in radiological studies.
- ▶ Amplia área para la colocación del injerto.
Wide area for graft placement.
- ▶ Instrumental diseñado para facilitar la colocación.
Instruments designed to facilitate placement.
- ▶ Producto estéril (ETO).
Sterile product (ETO).
- ▶ 5* Ángulo lordótico.
5 Lordotic angle.*

MEDIDAS

SIZES



Cage Lumbar X-FOX | PEEK

X-FOX Lumbar Cage | PEEK

2134-000 - 2142-000 [7 - 17] x 10 x 28 mm.

2143-000 - 2151-000 [7 - 17] x 12 x 31 mm.



INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

INDICATIONS & CONTRAINDICATIONS

Se prevé su uso en las afecciones lumbares y lumbosacras en las que se indique espondilosis; por ejemplo:
Intended for lumbar and lumbosacral affections in which spondylosis is indicated; for example:

Discopatías degenerativas e inestabilidades vertebrales.
Degenerative discopathies and vertebral instabilities.

Intervenciones de revisión por síndrome de posdiscectomía.
Revision procedures for post-discectomy syndrome.

Seudoartrosis o espondilosis fallida.
Pseudoarthrosis or failed spondylosis.

Espondilolistesis degenerativa.
Degenerative spondylolisthesis.

Espondilolistesis ístmica.
Isthmic spondylolisthesis.

Fracturas de los cuerpos vertebrales.
Vertebral bodies fracture.

Tumores raquídeos.
Spinal tumors.

Inestabilidades mayores de la columna vertebral.
Major spinal instabilities.

Deformidades primarias de la columna vertebral.
Primary spinal deformities.

Osteoporosis.
Osteoporosis.